


# SAWStation 4

Universal acoustic mixing platform for R&D



SAWStation 4はR&D分野での高周波超音波攪拌を目的として開発されたユニバーサル装置です。マイクロタイター・プレート、キュベット、フロー・チャンバー、試料容器内の溶液と粒子の攪拌・均質化に使われます。ピコ・リッターからミリ・リッター・スケールの攪拌・均質化が可能です。

## 適応

lab - on - chipシステム内の溶液攪拌と均質化。

ビーズや生細胞の懸濁状態の維持。

抗原抗体反応の促進。

少量の土壌からのトレース鉱物の抽出。

**Gentle, but Speedy! No damage to cells!**



キュベット底面から垂直方向に波動が誘導され対流が発生。

(株)グライナー・ジャパン

Greiner Bio - One Co., Ltd.

東京都港区赤坂2 - 17 - 44

<http://www.greiner-bio-one.co.jp>

電話03 - 3505 - 8875

FAX 03 - 3505 - 8879(器材) 8945(受託・試薬)