


# グライナーBenchTopクーラー

酵素・試薬・蛋白の失活防止の必需品

汎用の1.5mL & 2.0mL対応



● >7℃でグリーン→イエローへ色変化



● >7℃でバイオレット→ピンクへ色変化

● 蓋付き、積み重ねてディープ・フリーズ可能

● 24本冷却できるBenchTopクーラー

- 1.5mLチューブ
- 1.5mLバイアル
- 2.0mLチューブ
- 2.0mLバイアル

① -20℃で8時間冷却、使用前に室温で30分間放置。

② 0℃~4℃の低温が≒3時間維持されます。

製品番号	BenchTopクーラー1.5&2mL	2台セット価格	10台セット特価
803208	イエロー グリーン→イエローへ色変化	¥16000 (1台¥8000)	¥56000 (1台¥5600)
803209	ピンク バイオレット→ピンクへ色変化	¥16000 (1台¥8000)	¥56000 (1台¥5600)

\* 10台セット特価は定価の30%オフ、消費税は含まれていません。

(株)グライナー・ジャパン	Greiner Bio-One Co., Ltd.
東京都港区赤坂2-17-44	<a href="http://www.greiner-bio-one.co.jp">http://www.greiner-bio-one.co.jp</a>
電話 03-3505-8875(代表)	FAX 8945(器材・機器) 8879(受託・試薬)