

タイムラプス時代の生細胞イメージング革命

CellLuminate Red

試せば分かる、大きな違い！

CellLuminateは生体擬似物質(PMPC- PDPA共重合体)のナノ・カプセルです。細胞毒性のないpH感受性のナノ・カプセルに細胞毒性のないローダミンが封入され、2Dまたは3D環境下で7日~2週間のタイムラプス蛍光生細胞観察が可能です。細胞の食作用の経路から細胞内に取り込まれるので、細胞の代謝活動への影響がありません。細胞生存率が投与後24時間で半減するようなイメージング試薬はタイムラプス生細胞イメージングには不適です。違いが分かる、プロだけに愛されたい！



●試供品進呈！

CellLuminate Red の試供品(1mg/0.1mL)を先着1000名に進呈します！早い者勝ち！今すぐ、下記へFAXでお申込みください！

●試供品の申込みは：

FAX 03-3505-8879

ご氏名	<input type="checkbox"/> 教授 <input type="checkbox"/> 准教授 <input type="checkbox"/> 講師 <input type="checkbox"/> 助教 <input type="checkbox"/> ポスドク <input type="checkbox"/> 院生 <input type="checkbox"/> その他
所属機関	研究室名 電話・FAX
ご住所 学部 号館 (階)	取引業者 営業担当



(株)グライナー・ジャパン

Greiner Bio-One Co., Ltd.

東京都港区赤坂2-17-44

<http://www.greiner-bio-one.co.jp>

電話 03-3505-8875(代表)

FAX 8945(器材・機器) 8879(受託・試薬)