


# ドイツChemagen全自動核酸抽出精製装置

## M-PVAポリビニル・アルコール磁性粒子法



- 1から最大12サンプルを同時処理可能です
- 電磁ロッドは**ディスポーザブル・カバー**により保護され、キャリー・オーバーなし
- 電磁ロッドは**オフ・モード時に回転**、磁性粒子は再懸濁され核酸と高頻度で結合
- 600  $\mu$ Lまでの試料から核酸抽出と精製を全自動で行えます
- 高速・高収量抽出、高純度精製（全血600  $\mu$ Lの処理時間は1ラン45分）

## Chemagic Prepitoを今すぐ使いたい

「100万以上の機器は面倒な予算申請が必要、なんとかならないかな」とのニーズにお応えするために「**全自動核酸抽出精製装置と専用試薬キット**」を組み合わせた**パッケージ**をご用意しました。手作業による煩雑な核酸抽出精製作業から解放され、研究時間を生み出せます。

| 製品規格  | 特別パッケージ   |
|---|---|
| Chemagic Prepito全自動核酸抽出精製装置   | <input type="checkbox"/> ￥ 980,000（パッケージ特価）                         |
| Prepito 血液250 $\mu$ L<br>180サンプルキット×20キット(3600サンプル)                 | <input type="checkbox"/> ￥2,480,000（1ラン¥689）<br>（装置償却後は実質1ラン≒¥417）  |
| Prepito 血液600 $\mu$ L<br>90サンプルキット×20キット(1800サンプル)                  | <input type="checkbox"/> ￥2,360,000（1ラン¥1311）<br>（装置償却後は実質1ラン≒¥767） |
| Prepito 動物組織10mg<br>180サンプルキット×20キット(3600サンプル)                      | <input type="checkbox"/> ￥2,100,000（1ラン¥583）<br>（装置償却後は実質1ラン≒¥311）  |
| Prepito 血清・血漿200 $\mu$ L(ウイルスRNA&DNA)<br>180サンプルキット×20キット(3600サンプル) | <input type="checkbox"/> ￥3,040,000（1ラン¥844）<br>（装置償却後は実質1ラン≒¥572）  |
| Prepito 臨床検体200 $\mu$ L(gDNAとウイルス核酸)<br>180サンプルキット×20キット(3600サンプル)  | <input type="checkbox"/> ￥2,970,000（1ラン¥825）<br>（装置償却後は実質1ラン≒¥553）  |

核酸抽出精製試薬キット5種類のいずれか**20キットを一括購入**していただく条件でChemagic Prepito全自動核酸抽出精製装置を**98万円にて納入**させていただきます。グライナー・ジャパンの正規代理店に今すぐご相談ください。機器のデモにもお応えします。

|   |   |
|---|---|
| (株)グライナー・ジャパン Greiner Bio-One Co., Ltd. 代表電話 03-3505-8875 |   |
| 東京都港区赤坂2-17-44  | <a href="http://www.greiner-bio-one.co.jp">http://www.greiner-bio-one.co.jp</a> |
| FAX 03-3505-8945(器材・機器)                                   | FAX 03-3505-8879(受託・試薬)   |