


グライナーThinCert & Companionプレート



AirLift法DeepWell

SkinModel生産対応

製品番号	Air Liftコンパニオン・プレート	容量	販売単位	ケース定価
657110	Deep 6well 蓋付	18mL	1×50=50	¥100000
665110	Deep 12well 蓋付	4mL	1×60=60	¥120000
製品番号	PoreMembrane ThinCert	培養メンブラン	販売単位	ケース定価
657610	1.0μm 透明	PET	1×24=24	¥12000
657630	3.0μm 透明	PET	1×24=24	¥12000
657631	3.0μm 半透明(高密度ポア)	PET	1×24=24	¥12000
657638	8.0μm 半透明(高密度ポア)	PET	1×24=24	¥12000
657640	0.4μm 半透明(高密度ポア)	PET	1×24=24	¥12000
657641	0.4μm 透明	PET	1×24=24	¥12000
665610	1.0μm 透明	PET	1×48=48	¥24000
665630	3.0μm 透明	PET	1×48=48	¥24000
665631	3.0μm 半透明(高密度ポア)	PET	1×48=48	¥24000
665638	8.0μm 半透明(高密度ポア)	PET	1×48=48	¥24000
665640	0.4μm 半透明(高密度ポア)	PET	1×48=48	¥24000
665641	0.4μm 透明	PET	1×48=48	¥24000

*Air Lift法 Skin Model実験には、0.4μm 高密度ポア・半透明が最適です。

*6576xxは6well、6656xxは12wellプレート対応。*価格に消費税は含まれていません。

グライナー・ジャパン代理店	営業担当
(株)グライナー・ジャパン	Greiner Bio-One Co., Ltd.
東京都港区赤坂2-17-44	http://www.greiner-bio-one.co.jp
電話 03-3505-8875(代表)	FAX 8945(器材・機器) 8879(受託・試薬)