

グライナーCryovial

with Datamatrix 2D Barcode



黒バックのポリマーにレーザー照射でDatamatrix 2Dバーコードを焼き付け。白黒のコントラストで2Dバーコードは鮮明、高い読み取り性能が保証されています。2Dバーコードは全品ブルー・スキャン済みです。2Dバーコード付きバイアル48本を収納しボトム・スキャンが可能な凍結保存ラックもご用意しています。

Vial容量	キャップ	ナチュラル	グリーン	イエロー	ブルー	レッド
1mL 1232XX	内蓋	●	●	●	●	●
2mL 1222XX	内蓋	●	●	●	●	●
2mL 1262XX	外蓋	●	●	●	●	●
4mL 1272XX	外蓋	●	●	●	●	●
803202	1mL & 2mL	クライオバイアル凍結保存ラック 2Dバーコード ボトム・スキャン用				
803270	4mL	クライオバイアル凍結保存ラック 2Dバーコード ボトム・スキャン用				
(株)グライナー・ジャパン			Greiner Bio-One Co., Ltd.			
東京都港区赤坂2-17-44			http://www.greiner-bio-one.co.jp			
電話 03-3505-8875			FAX8945(器材・機器) 8879(受託・試薬)			