

DNAシーケンス

ワンパスPreMix 8連チューブ解析

96サンプル単位のプレート解析が大好評！「8サンプル単位の解析サービス、もう少し安くして」とのご希望がたくさん寄せられました。ご期待にお応えします！

●ワンパスPreMix解析

テンプレートDNAとプライマーを混合した試料をお送りいただきます。

(＊プライマーは非標識品に限ります)

サイクルシーケンス反応と精製を行い、最新鋭のシーケンサーにより、1時間解析にて配列(600～700塩基程度)を読み取ります。ABI3730xl または ABI3130xl。

得られた波形データと配列データをサンプル到着後**2営業日以内**にメールでご報告します。
＊緊急を要する場合は**即日解析、翌日データ報告!**

●8連チューブ解析料金2010年10月18日値下

ご請求は8連チューブ単位の価格となります。

8サンプル解析料金

¥5,440

1run当たりの参考価格

¥680

It's NEW!!

* 消費税は含まれていません。

●解析サンプル **試料は着払いでお送りください**

解析サンプル(プラスミド、PCRプロダクト)とプライマーを混合し14μLに調整、PCR 8連チューブに分注、8連キャップにて密閉し、クール便にてお送りください。解析サンプルはP1レベルまでに限定、血液や組織、ウイルスや細菌の受け入れは行っていません。

Plasmid	300～600ng				
PCR product	100～200bp	200～500bp	500～1Kbp	1Kbp～2Kbp	>2Kbp
	2～6ng	6～20ng	10～40ng	20～80ng	40～100ng
Primer	6.4pmol				

Greiner Bio-One

(株)グライナー・ジャパン

東京都港区赤坂2-17-44

電話03-3505-8875 FAX8879

<http://www.greiner-bio-one.co.jp>

2011年卒予定 修士・博士2名を募集中!

ホームページの**JOB**をご覧ください。