

DNAシーケンス

ワンパスPreMix 96wellプレート解析

「96サンプル単位のプレート解析でメガ単位の解析を始めたら喜ばれる」とのアドバイスをいただきました。ご期待にお応えします！

96wellプレート解析料金 ¥43200 (1run ¥450)

96wellプレート	解析塩基Mega数	解析料金	解析run数
100プレート	6.72M	¥432万	9600run
200プレート	13.44M	¥864万	19200run
300プレート	20.16M	¥1296万	28800run
400プレート	26.88M	¥1728万	38400run
500プレート	33.60M	¥2160万	48000run

- * ご請求金額はプレート解析料金 ¥43200 × 解析プレート枚数となります。
- * 解析サンプル輸送用の96wellプレートは無償でご提供します。
- * 料金着払いの送り状は輸送用プレートと共に送ります。

ワンパスPreMix解析

テンプレートDNAとプライマーを混合した試料をお送りいただきます。

サイクルシーケンス反応と精製を行い、最新鋭のシーケンサーにより1時間解析にて配列(700塩基程度)を読み取ります。ABI3130xlまたはABI3730xl。

得られた波形データと配列データをメールにてご報告します。

データ報告は解析の混み具合により変動します。緊急を要する場合はご相談ください。

解析サンプル

解析サンプル(プラスミド・PCRプロダクト)とプライマーを混合し14µLに調整、96wellプレートに分注、お手元にあるプレート・シールにて密閉してお送りください。(サラップやパラフィルム使用は不可。必ずプレート・シールを使用してください) 解析サンプルはP1レベルまでに限定、血液や組織、ウイルスや細菌などの受け入れは行っていません。

Plasmid	300~600ng				
PCR product	100~200bp	200~500bp	500~1Kbp	1Kbp~2Kbp	>2Kbp
Primer	2~6ng	6~20ng	10~40ng	20~80ng	40~100ng
	6.4pmol				

- * 上記の価格には消費税は含まれていません。

Greiner Bio-One

(株)グライナー・ジャパン

東京都港区赤坂2-17-44

電話03-3505-8875 FAX8879

<http://www.greiner-bio-one.co.jp>