

DNAシーケンス

ワンパスPreMix 96wellプレート解析

2010年9月1日から新価格！

いつでも、どこでも一番人気！サンプル到着後2日以内のデータ送信の超特急サービスに加え、サンプル到着後4日以内のデータ送信のゆとりサービスを激安価格で開始、最短納期を希望される方は超特急サービスを、納期よりも激安価格を希望される方はゆとりサービスをお選びください。

●ワンパスPreMix解析

テンプレートDNAとプライマーを混合した試料をお送りいただきます。
サイクルシーケンス反応と精製を行い、最新鋭のシーケンサーにより、1時間解析にて配列(600~700塩基程度)を読み取ります。ABI3730xl または ABI3130xl。
得られた波形データと配列データをメールにてご報告します。

●96wellプレート解析料金

ご請求はプレート単位の価格となります。(価格に消費税は含まれていません)

データ送信別サービス	96サンプル・プレート価格	1run当たりの参考価格
2日以内 超特急	¥38400	値下げ ¥400
4日以内 ゆとり	¥33600	激安 ¥350

●解析サンプル

輸送用の96wellプレートを10枚単位で無償にてご提供します。解析サンプル(プラスミド、PCRプロダクト)とプライマーを混合し14 μ Lに調整、96wellに分注、お手元にあるプレート・シールにて密閉して、**運賃着払い**にてお送りください。解析サンプルはP1レベルまでに限定、血液や組織、ウイルスや細菌などの受け入れは行っていません。

Plasmid	300~600ng				
PCR product	100~200bp 2~6ng	200~500bp 6~20ng	500~1Kbp 10~40ng	1Kbp~2Kbp 20~80ng	>2Kbp 40~100ng
Primer	6. 4pmol				

— Greiner Bio-One —

(株)グライナー・ジャパン

東京都港区赤坂2-17-44

電話 03-3505-8875(代表)

FAX 8945(器材・機器) 8879(受託・試薬)

<http://www.greiner-bio-one.co.jp>