

## グライナー Flatボトム 1.5 mL

### DNA抽出 & エタノール沈殿専用チューブ



### 耐薬品性に優れたホモポリマ・ポリプロピレン

### DNAペレット確認が容易なFlatボトム

エタノール沈殿後、DNAペレットはFlatボトムのエッジ部に位置します。Flatボトムなので目視によるDNAペレット確認が容易です。

チューブを45度傾斜させ、DNAペレットの反対側の液層をピペティング吸引により除去してください。

チューブを45度傾斜させた状態でチューブを180度回転させDNAペレットを上部へ移動させ、下部の液層をピペティング吸引すれば完了です！

製品番号	1.5 mL	ケース	定価	ケース定価
618201	Flatボトム クリア	4000本 500本×8袋	¥4.80	¥19200
616778	SafetyLock 加熱凍結対応	100個	¥50	¥5000

\* 定価に消費税は含まれていません。



加熱化学反応・凍結保存にSafetyLock

Greiner Bio - One

(株)グライナー・ジャパン

東京都港区赤坂2 - 17 - 44

電話03 - 3505 - 8875

FAX03 - 3505 - 8945 (器材)

FAX03 - 3505 - 8879 (受託)

<http://www.greiner-bio-one.co.jp>

2011年度卒博士・ポスドク(3年以内)募集中！