

英国Fluidx社2DバーコードScanner XTR-96CRYO フロスト防止機能搭載


-80℃冷却CryoRack(48バイアル)対応機種



24・96・384バイアルもスキャン可能



40CryoRack連続スキャンでも曇らない



フロスト防止機能のないスキャナー

2次元バーコードのスキャン・データはExcelへ出力

グライナー・ジャパン代理店	代理店営業担当
(株)グライナー・ジャパン	Greiner Bio-One Co., Ltd.
東京都港区赤坂2-17-44	http://www.greiner-bio-one.co.jp
電話 03-3505-8875(代表)	FAX8945(器材・機器) 8879(受託・試薬)