


ドイツChemagen全自動核酸抽出精製装置

HighThroughPut FlagShipモデル MSM I

M-PVAポリビニル・アルコール磁性粒子法



電磁吸着・攪拌ロッド	96本ヘッド	24本ヘッド	12本ヘッド
試料フォーマット	96・48・24穴プレート	24穴プレート・チューブ24本	チューブ12本
処理能力 (per day)	4000サンプル	288サンプル	144サンプル
サンプル量	10 μ L~1.5mL	200 μ L~2mL	500 μ L~2mL
処理時間	血液96サンプル<15分	血液24サンプル<45分	血液12サンプル<45分
電源	100V 16A 50&60Hz		
本体サイズ	600mm(W) × 640mm(D) × 950mm(H)		
本体重量	95kgs		
PC環境	Windows XP		

(株)グライナー・ジャパン Greiner Bio-One Co., Ltd. 代表電話03-3505-8875

東京都港区赤坂2-17-44

<http://www.greiner-bio-one.co.jp>

FAX 03-3505-8945(器材・機器)

FAX 03-3505-8879(受託・試薬)