


iPad 2



HalfArea免疫アッセイ 96wellプレート

製品番号	カラー	Well底面	IgG結合能	販売単位	ケース特価	ご購入数量
675061	クリア	クリア	高 600ng	40枚	¥11760	
675001	クリア	クリア	中 200ng	40枚	¥11200	
675074	ホワイト	ホワイト	高 600ng	40枚	¥21000	
675075	ホワイト	ホワイト	中 200ng	40枚	¥21000	
675077	ブラック	ブラック	高 600ng	40枚	¥21000	
675076	ブラック	ブラック	中 200ng	40枚	¥21000	
675094	ホワイト	クリア	高 600ng	40枚	¥50400	
675095	ホワイト	クリア	中 200ng	40枚	¥50400	
675097	ブラック	クリア	高 600ng	40枚	¥50400	
675096	ブラック	クリア	中 200ng	40枚	¥50400	
<input type="checkbox"/> 16GB: 2000枚		<input type="checkbox"/> 32GB: 2600枚		<input type="checkbox"/> 64GB: 3000枚		枚

*ケース特価は定価の30%オフ、消費税は含まれていません。 *高価な抗体試薬を半減!

上記の条件で購入を申し込みます。

2011年 月 日

ご氏名	<input type="checkbox"/> 教授 <input type="checkbox"/> 准教授 <input type="checkbox"/> 講師 <input type="checkbox"/> 助教 <input type="checkbox"/> ポストク <input type="checkbox"/> 院生 <input type="checkbox"/> その他
所属機関	研究室名 電話・FAX
住所	窓口業者 学部 号館 (階) 営業担当
(株)グライナー・ジャパン Greiner Bio-One Co., Ltd	
東京都港区赤坂2-17-44 http://www.greiner-bio-one.co.jp	
電話03-3505-8875(代表) FAX 8945(器材・機器) 8879(受託・試薬)	