

# ドイツ Jena Bioscience トータルRNA抽出精製キット

品質も価格も絶対の自信！使えば、ご納得！

先着250名へトライアル・キット進呈中！

標準的なSilica-GelメンブランSpin Column法のtotal RNA抽出精製キットです。迅速に高純度で高収量のtotal RNAを血液・動物組織・植物組織・バクテリア・ウイルス・ウイルス感染組織・単層培養細胞・浮遊培養細胞などから単離可能です。Spin Column法は2価カチオンや蛋白質などのインヒビターを除去できます。フェノールを用いないので実験操作は安全に行え、有害な廃棄物を生成しません。精製されたtotal RNAはいろんなダウン・ストリーム実験に利用できます。

KitCode	total RNA Extraction & Purification Kit	Silica-Gel Spin Column法	Preps	Price
PP210XS	トライアル・キット Lysis buffer + Primary Washing buffer + Secondary Washing buffer + Elution buffer		10	¥4500 (¥450)
PP210S	ミディアム・キット Lysis buffer + Primary Washing buffer + Secondary Washing buffer + Elution buffer		50	¥17000 (¥340)
PP210L	マクロ・キット Lysis buffer + Primary Washing buffer + Secondary Washing buffer + Elution buffer		250	¥68000 (¥272)

50%以上のコスト・カットが可能です！

10Preps トライアル・キットを進呈！

試供品	total RNA Extraction & Purification Kit	Silica-Gel Spin Column法	Preps	Price
<input type="checkbox"/>	トライアル・キット PP210XS Lysis buffer + Primary Washing buffer + Secondary Washing buffer + Elution buffer		10	¥4500 (¥450)

上記の条件で試供品を申し込みます。

2011年 月 日

ご氏名	<input type="checkbox"/> 教授 <input type="checkbox"/> 准教授 <input type="checkbox"/> 講師 <input type="checkbox"/> 助教 <input type="checkbox"/> ポスドク <input type="checkbox"/> 院生 <input type="checkbox"/> その他
所属機関	研究室名 電話・FAX
ご住所	取引業者 学部 号館 ( 階) 営業担当

(株)グライナー・ジャパン	Greiner Bio-One Co., Ltd.
東京都港区赤坂2-17-44	<a href="http://www.greiner-bio-one.co.jp">http://www.greiner-bio-one.co.jp</a>
東京本社	電話03-3505-8875(代表) FAX 8945(器材・機器) 8879(受託・試薬)
新大阪オフィス 学術本部	電話06-4805-7115(代表) FAX 7171(学術)