

グライナーMacroTube 5mL

みんなが、これを待っていた！



製品番号	MacroTube	チューブ規格	販売単位	ケース定価
615201	5mL 透明	18×60mm	1000本	¥25000 (¥25)
615281	5mL 遮光	18×60mm	1000本	¥30000 (¥30)
製品番号	Tube Rack	ラック規格	販売単位	ケース定価
615225	MacroTube 25本立て	穴径 Φ18mm	5台	¥5000 (¥1000)

●専用ローターをお持ちでない方へ裏ワザ伝授！

専用ローターを使うのがベストですが「高速遠心が不要な実験」ならグライナー遠心管15mL(製品番号188×××)に装着すれば、15mL遠心管専用ローターで遠心可能です。マクロチューブ5mLを取り外す方法ですが、15mL遠心管を回転させればMacroTube5mLを簡単に取り外せます。

- ラックに25本立てでもMacroTube相互の干渉なし。15mL遠心管にも対応。
- ラックは連結できベンチトップ・ワーク・ステーションを構築できます。●オートクレーブ可能。
- ケース定価に消費税は含まれていません。

— Greiner Bio-One —

(株)グライナー・ジャパン

東京都港区赤坂2-17-44

電話 03-3505-8875

FAX 03-3505-8879(器材・機器)

FAX 03-3505-8945(受託・試薬)

<http://www.greiner-bio-one.co.jp>