


グライナー RealTime qPCR プレート 96well

試せば分かる、大きな違い！



ホワイトは光を反射するので**感度が上昇**！

透明では不可避なウエル間の**迷光と干渉なし**！

AMPLiseal は SybrGreen の励起 479 nm

放射 520 nm 領域の**自蛍光は ゼロ**

製品番号	qPCR 96ウエル	販売単位	単価	ケース定価
652267	ABI ハーフ・スカート	40枚 (10×4箱)	¥800	¥32000
652277	Biorad/MJR フル・スカート	40枚 (10×4箱)	¥800	¥32000
676040	AMPLiseal	100枚	¥250	¥25000

先着1000名さまへ試供品進呈！

qPCR ホワイト96well プレート10枚、AMPLiseal10枚を進呈いたします！

ご氏名	教授 准教授 講師 助教 ポスドク 院生 その他
所属機関	研究室名 電話・FAX
ご住所	窓口代理店 営業担当

Greiner Bio-One

(株)グライナー・ジャパン

東京都港区赤坂2-17-44

電話03-3505-8875

FAX03-3505-8945

<http://www.greiner-bio-one.co.jp>