

ドイツの蛍光 & Quencher 標識オリゴ

逆相HPLC精製で70merまで均一価格

合成 + 精製 + 標識のオール・イン価格！ 70merまで均一料金
逆相HPLC精製、MSデータ添付 1OD = 30 µg 約1000反応分
保証収量 1 OD (16 ~ 40mer) 0.7 OD (8 ~ 15、41 ~ 70mer)
納期 受注確認後10日前後 WEB発注 ドイツのオリゴ発注システム 経由

* 図書券進呈マイルージ・ポイント・プログラム対象商品

蛍光・消光基	励起・発光・消光	修飾可能部位	標識オリゴ単価	特記事項
AMCA	353・422nm	3 & 5	¥18700	
Pacific Blue	416・451nm	3 & 5	¥18700	
Marina Blue	365・460nm	3 & 5	¥18700	
Oregon Green	499・519nm	3 & 5	¥18700	
Fluorescein	495・520nm	3 & 5	¥14100	
6 - FAM	495・520nm	3 & 5	¥14100	
Rhodamine Red	505・527nm	3 & 5	¥18700	
Rhodamine Green	505・527nm	3 & 5	¥21600	
TET	521・536nm	5	¥15000	
JOE	527・548nm	3 & 5	¥21600	
BODIPY	535・552nm	3 & 5	¥21600	
HEX	535・556nm	5	¥15000	
Cy3	550・570nm	3 & 5	¥14100	3 は 45mer
TAMRA	544・576nm	3 & 5	¥15000	
ROX	576・601nm	3 & 5	¥16800	
Texas Red	583・603nm	3 & 5	¥18700	
Cy5	650・670nm	3 & 5	¥14100	3 は 45mer
IRDye700	685・705nm	5	¥14100	
IRDye800	787・807nm	5	¥14100	
Dabcyl	400 ~ 525nm	3	¥16000	
BHQuencher - 0	430 ~ 520nm	3	¥16000	
BHQuencher - 1	480 ~ 580nm	3	¥16000	
BHQuencher - 2	550 ~ 650nm	3	¥16000	

Greiner Bio - One

Thermo Electron BioPolymer

(株)グライナー・ジャパン

東京都港区赤坂2 - 17 - 44

電話03 - 3505 - 8875 FAX8879

<http://www.greiner-bio-one.co.jp>

2009年卒予定 修士・博士2名を募集中!

ホームページのJOBをご覧ください。