

# ドイツの RealTime PCRプローブ

「合成 + 逆相HPLC精製 + ダブル修飾」のオール・イン価格！	
16 ~ 40merまで均一単価	
逆相HPLC精製	保証収量0.5OD(15 µg) 約500反応
納期は受注確認後10日前後	PAGE精製は追加料金1本¥7100
数量条件 IRDye700とIRDye800は1回当たり5本以上でお願いします	
WEBの Mileage ドイツのオリゴ発注システム から	

\* 図書券進呈マイルージ・ポイント・プログラム対象商品

5 蛍光標識	3 Tamra 544/576nm	3 Dabcyl 400~525nm	3 BHQ - 0 max495 430~520nm	3 BHQ - 1 max534 480~580nm	3 BHQ - 2 max579 550~650nm
6 - FAM 495/520nm	¥21100	¥25000	¥25000	×	×
Fluorescein 495/520nm	¥21100	¥25000	×	¥25000	×
Rhodamine 505/527nm	¥31600	¥32600	×	¥32600	×
TET 521/536nm	¥22100	¥26000	×	¥26000	×
JOE 527/548nm	¥28700	¥32600	×	×	×
BODIPY 535/552nm	¥31600	¥32600	×	¥32600	×
HEX 535/556nm	¥22100	¥26000	×	¥26000	×
Cy3 550/570nm	¥24100	¥25000	×	×	¥25000
ROX 576/601nm	¥23800	¥27700	×	×	¥27700
Cy5 650/670nm	¥24100	¥25000	×	×	¥25000
IRDye700 685/705nm	×	¥25000	×	×	¥25000
IRDye800 787/807nm	×	¥25000	×	×	¥25000

Greiner Bio - One

Thermo Electron BioPolymer

(株)グライナー・ジャパン

東京都港区赤坂2 - 17 - 44

電話03 - 3505 - 8875 FAX8879

<http://www.greiner-bio-one.co.jp>

2009年卒予定 修士・博士2名を募集中！

ホームページのJOBをご覧ください。