

グライナー RealTime qPCRチューブバンド

みんなが、これを、待っていた

試せば分かる、大きな違い！



ホワイト8連チューブ・バンド

光を反射するホワイト8連チューブ、リアル・タイムqPCRの感度が上昇します！

透明キャップ・バンド

隣のチューブへの迷光を防ぐためにキャップとキャップの接続ループは湾曲設計！

製品番号	qPCRホワイト	包装	1反応コスト	ケース定価
301601	8連チューブ、 8連キャップ	125本 (1000反応)	¥20	¥20000

試供品進呈中

ホワイト8連チューブ・バンドと透明キャップ・バンドを10セット(80反応分)進呈！

FAX 03 - 3505 - 8945 (器材)

上記製品の試供品を申込みます。

2009年 月 日

ご氏名	教授 准教授 講師 助教 ポスドク 院生 その他
所属機関	研究室名 電話・FAX
住所	窓口代理店 営業担当

* 上記の価格には消費税は含まれていません。

Greiner Bio - One

(株)グライナー・ジャパン

東京都港区赤坂2 - 17 - 44

電話03 - 3505 - 8875 FAX8945

<http://www.greiner-bio-one.co.jp>

2009年卒PhD1名を緊急募集中！