


グライナーThinCert Cell Culture Insert

いつでも、どこでも、一番人気！



メンブラン・ポア径と密度		0.4μm	0.4μm	1.0μm	3.0μm	3.0μm	8.0μm
		透明	高密度	透明	透明	高密度	高密度
光学顕微鏡		●	×	●	●	×	●
電子顕微鏡		●	●	●	●	●	●
蛍光顕微鏡		●	●	●	●	●	●
ImmunoCytoChemistry		●	●	●	●	●	●
Trans epithelial電気抵抗 TEER		●	●	●	●	●	●
小分子の移動・拡散・分泌		×	●	●	●	●	●
大分子の移動・拡散・分泌(ウイルスなど)		×	×	×	●	●	●
Co-Culture細胞培養		●	●	●	×	×	×
Cell retention&barrier function		●	●	●	×	×	×
Migration-Chemotaxis-Metastasis		×	×	×	●	●	●
TCプレート	0.4μm	0.4μm	1.0μm	3.0μm	3.0μm	8.0μm	
	透明	高密度	透明	透明	高密度	高密度	
6well	657641	657640	657610	657630	657631	657638	
12well	665641	665640	665610	665630	665631	665638	
24well	662641	662640	662610	662630	662631	662638	
ThinCert	販売単位		ケース定価	単価	添付TCプレート		
6well	24 ThinCert		¥12000	¥500	4枚		
12well	48 ThinCert		¥24000	¥500	4枚		
24well	48 ThinCert		¥24000	¥500	2枚		

*DNase・RNase・Pyrogen・Endotoxinフリー *上記の価格に消費税は含まれていません

グライナー・ジャパン代理店	営業担当
(株)グライナー・ジャパン	Greiner Bio-One Cp., Ltd.
東京都港区赤坂2-17-44	http://www.greiner-bio-one.co.jp
電話 03-3505-8875(代表)	FAX 8945(器材・機器) 8879(受託・試薬)